

# POTENZA® LPU

Desinfectante Amonio Cuaternario  
Listo Para Usar



## DESCRIPCIÓN

**POTENZA® Desinfectante Amonio Cuaternario Listo Para Uso**, es un excelente germicida, sanitizante y desinfectante líquido, a base de Amonio Cuaternario de 4ª Generación, desarrollado especialmente para ser usado en instituciones de salud.

Los compuestos de amonio cuaternario representan una familia de compuestos antimicrobianos, considerados como agentes activos catiónicos potentes en cuanto a su actividad desinfectante, ya que son activos para eliminar bacterias gram positivas y gram negativas, aunque estas últimas en menor grado. Su actividad la desarrollan tanto sobre el medio ácido como alcalino, aunque en este último muestran mejores acciones. Son compatibles con tensoactivos catiónicos, no iónicos y anfotéricos.

Es una formulación balanceada de sales de amonio cuaternario con diversos grupos alquílicos de diferentes largos de cadena, mezclas de cloruros de di-alquil dimetil amonio y cloruros de alquildimetil amonio en un vehículo hidroalcohólico. Con esta asociación se sinergiza la acción germicida, mejora el espectro de actividad germicida frente a gram positivos y gram negativos, mayor resistencia a aguas duras (hasta 800 ppm de dureza expresado como CaCO3) y menor inactivación por la presencia de materia orgánica, consiguiendo un excelente acabado con un agradable y persistente aroma.

## → FÓRMULA

### Mezcla de Amonios Cuaternarios:

(CAS: 64-17-5; 68424-85-1; 32426-11-2 y 7173-51-) ..... 0,48% p/v.  
 Etanol (CAS: 64-15-7)..... 72%p/v.  
 Ingredientes inertes c.s.p. .... 100 mL.  
 Grupo químico: ..... Amonio Cuaternario / Alcohol.

## POTENZA® LPU

Desinfectante Amonio Cuaternario Listo Para Usar

### → INDICACIÓN

Las propiedades de **Potenza® LPU** lo perfilan como una solución para una amplia gama de usos como desinfectante, sanitizante, alguicida y desodorante en áreas médicas, institucionales, industria y hogar. Para limpieza y desinfección de mesones de trabajo, pisos, cajones, ventanas, muros y cualquier tipo de superficie. Puede ser usado como desinfectante de equipos hospitalarios e instrumental médico / dental. La balanceada combinación de supercuaternarios ha sido reconocida por la Food and Drug Administration (FDA) como solución sanitizante que puede ser utilizada en forma segura en equipos y utensilios para procesar alimentos u otros artículos en contacto con alimentos en dosis no menores de 150 ppm y no mayores a 400 ppm de activos cuaternarios. (CFR 21 Sección 178.1010)

### → INSTRUCCIONES DE USO

Para uso en superficies como mesones, sillas, luminaria, muros, etc.

El producto puede ser aplicado con un paño específico para este fin, aplique el producto directo al paño, no a la superficie, ni tampoco pulverice el ambiente, sólo al paño; abarque con movimientos lineales toda la superficie a desinfectar y espere 30 segundos para que la superficie pueda volver a ser usada. (Procedimiento a realizar entre paciente y paciente).

No debe mezclarse con otro producto químico ni tampoco diluirse.

Recuerde usar guantes durante la aplicación, cuide sus manos. Luego de retirar los guantes lávese las manos.

En zonas con alto grado de suciedad, se recomienda hacer una limpieza previa con una solución jabonosa, enjuague bien.

### → INCOMPATIBILIDADES

**Potenza® LPU** no puede ser usado o combinado con agentes reductores u oxidantes (Hipocloritos, percloratos y ácido nítrico sin diluir) ya que se podrían generar mezclas explosivas. No mezclar con detergentes aniónicos, jabón, humectantes ya que pueden disminuir el efecto de los supercuaternarios.

### → ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Almacenar en su envase original en lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol y de fuentes de calor.

No almacenar los envases acostados. Mantener fuera del alcance de los niños y separado de alimentos.

No derramar el producto concentrado a cursos de agua, ni sobre la tierra.

### → PRECAUCIONES DE USO

Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Utilizar guantes y antiparras durante el manejo del producto.

**No ingerir, peligroso para Humanos y Animales (Tóxico para peces).** No verter en cursos de agua.

Líquido inflamable, no exponer a fuego, calor o chispa. Conservar a temperatura ambiente (menos a 25°C) en lugar fresco y seco.

Mantener en envase original, sellado y etiquetado.

**POTENZA® LPU**

Desinfectante Amonio Cuaternario Listo Para Usar

**→ PRIMEROS AUXILIOS****En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:**

**Inhalación:** trasladar al paciente a un lugar con aire fresco. Si el paciente no está respirando, llame una ambulancia. Acuda al médico inmediatamente y muéstrelle una copia de la etiqueta. **Contacto con la piel:** retire toda la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, la persona que preste los primeros auxilios debe utilizar guantes para evitar la auto contaminación. Acuda al médico inmediatamente y muéstrelle una copia de la etiqueta. **Contacto con los ojos:** mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente con agua durante 15 minutos. Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Acuda al médico inmediatamente y muéstrelle una copia de la etiqueta. **Ingestión:** llamar al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CITUC, al teléfono: 2 2235 3800 o acuda al médico inmediatamente y dele la información de la etiqueta.

**ANTÍDOTO:** No tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático bajo vigilancia médica. En caso de intoxicación mostrar la etiqueta o el envase al personal de salud.

**→ PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Presentación	Código Producto Terminado (PT)	Unidad de Venta
POTENZA LPU <b>500cc</b>	2401369	12 unidades por caja

**Registro ISP: D-551/14**